

# 学薬検査器具等貸出依頼票

2026.5 版

送信先：高知県薬剤師会 FAX 088-822-8734

学校薬剤師名：

連絡先電話：

検査学校等名：

※ 高知県薬剤師会会員のみの「器具の貸出・試薬の販売」となります。

貸出希望日： 令和            年            月            日 ~            月            日

| 貸出検査器具名 (型番)                                | 使用目的                                  | 県薬欄 |
|---|---------------------------------------|-----|
| 恒温器(培養器) (K-103)                            | 大腸菌・一般細菌検査で使用                         |     |
| ブラックライト (LED)                               | 大腸菌群検出紙に照射し、大腸菌を検出                    |     |
| 清浄度検査試薬セット (サラヤ)                            | 残留脂肪、残留澱粉の検査                          |     |
| 残留塩素測定器 (比色盤:B型)                            | プール水、飲料水に使用(測定範囲:0.1~2.0mg/L)         |     |
| pH試験紙 (ロール紙)                                | プール水、飲料水に使用                           |     |
| 濁度・色度計 (WA-PT-4)<br>(検査時に濁度・色度0の水または蒸留水が必須) | プール水、飲料水に使用                           |     |
| 照度計(IM-2D or TM-205)                        | 照度測定に使用                               |     |
| ガス検知器 (AP-20 or AP-1)                       | 検知管を使い、CO、CO <sub>2</sub> 濃度を測定する     |     |
| エアーサンプラ (S-27)                              | 検知管を使い、トルエン濃度を測定する                    |     |
| ホルムアルデヒド検知器 (FP-30)                         | 検知TABを使い、HCHO、NO <sub>2</sub> 濃度を測定する |     |
| 粉塵計 (LD-3C)                                 | 浮遊粉塵の測定                               |     |
| 風速計 (RT-10A)                                | 気流の測定                                 |     |
| 黒板検査用色票 (2010年改訂)                           | 黒板面の色彩検査                              |     |
| 小型アスマン通風乾湿計                                 | 相対湿度の測定                               |     |
| 普通騒音計 (NL-27)                               | 騒音レベル(デシベル)の測定                        |     |
| エピペンの使い方かんたんガイドブックセット                       |                                       |     |

| 販売試薬名(使用目的)                          | 単位/単価<br>(税込み) | 数量  | 金額 |
|--------------------------------------|----------------|-----|----|
| 大腸菌群検出紙 X-TYPE                       | 1枚 @110        | 枚   |    |
| 一般細菌検出紙                              | 1枚 @110        | 枚   |    |
| 滅菌綿棒<br>(大腸菌検査で拭き取り時に使用)             | 3本 @110        | セット |    |
| 簡易菌検出紙 検体作製水20mL<br>(大腸菌検査で拭き取り時に使用) | 5本 @440        | セット |    |
| DPD試薬 (残留塩素濃度の測定)                    | 5包 @110        | セット |    |
| 学校用マイティチェックー<br>(ダニ・アレルゲン検出用)        | 1回 @2,090      | 回   |    |
| 一酸化炭素検知管 (ガス検知器用)                    | 1本 @440        | 本   |    |
| 二酸化炭素検知管 (ガス検知器用)                    | 1本 @440        | 本   |    |
| トルエン検知管 (エアーサンプラ用)                   | 1本 @660        | 本   |    |
| ホルムアルデヒド検知TAB                        | 1個 @550        | 個   |    |
| 二酸化窒素検知TAB                           | 1個 @770        | 個   |    |
| 計                                    |                |     |    |

※検査器具の貸出期間は、1週間内でお願ひします。

※請求書が必要な方は、事前に宛名・試薬名・数量等をそれぞれお知らせください。

送付を希望  
(する・しない)

※送付の場合は別途送料がかかります。